



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Littmann® Cardiology IV - 6158 - lampone

Codice di riferimento: 32612

Marca: GIMA

Prezzo: 286.7€

CARATTERISTICHE:

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV

- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6158
- Colore: lampone

Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai.

- migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza
- diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità
- diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe
- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32612

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

