



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LITTMANN CARDIOLOGY IV - 6177 - nero - finiture specchio

Codice di riferimento: 32648

Marca: GIMA

Prezzo: 399.9€

CARATTERISTICHE:

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI

- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6177
- Colore: nero con finiture a specchio

Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai.

- migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza
- diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità
- diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe
- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32648

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

