



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Littmann® Classic III™ Special Edition - 5806 - lampone - finitura arcobaleno

Codice di riferimento: 32312

Marca: GIMA

Prezzo: 152.5€

CARATTERISTICHE:

Lo stetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ offre una sensibilità acustica elevata per prestazioni eccezionali durante la valutazione fisica generale. Presenta una doppia membrana fluttuante e un design moderno.

- elevata sensibilità acustica
- corpo unico con doppia membrana fluttuante (sensibile alla pressione)
- campana versatile a due facce, per adulti e pediatrica
- il diaframma sul lato piccolo impedisce l'ingresso di detriti nella campana aperta
- olivette morbide "Snap Tight"
- tubo di ultima generazione a lunga durata
- il lato piccolo si converte in campana aperta

Lunghezza: 69 cm

Padiglione: Ø 43/33 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32312

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

