



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## LITTMANN® "DIGITALE 3200" - colore a richiesta

**Codice di riferimento:** 32499

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 687.5€

### CARATTERISTICHE:

Stetoscopi Elettronici

Nuovi Littmann® 3M™ elettronici 3100, campioni nella qualità del suono! Test clinici hanno dimostrato che gli stetoscopi Littmann 3100 e 3200 rendono più semplice percepire quei suoni difficilmente auscultabili come i galoppi, i bisbigli di regurgitazione aortica e i suoni polmonari normali.

- Riduzione dell'85% dei rumori provenienti dall'ambiente esterno senza però eliminare suoni corporei critici
- Olive e lira acusticamente sigillate (per un isolamento maggiore dell'ambiente esterno) e confortevoli da indossare
- Sensore acustico moderno creato per specifiche impellenti. Produce un suono simile allo stetoscopio di cardiologia high-end
- Riduzione del rumore di attrito: il differente impiego della membrana aiuta a ridurre i rumori legati alla manipolazione dello strumento
- Amplificazione del suono di 24x

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

LITTMANN® 3200 ELETTRONICO

Progettato per visualizzare ciò che si ascolta, consentire una riproduzione del suono e facilitare il salvataggio dei suoni in cartelle paziente o attraverso il trasferimento a colleghi per consultazioni o approfondimenti.

- Connessione wireless e bluetooth

- Visualizzazione e stampa dei suoni come fonocardiogrammi
  - Riproduzione in modalità campana, diaframma o in campo esteso- Riproduzione delle registrazioni a bassavelocità
  - Salvataggio delle informazioni relative al paziente per comparazioni future
  - Invio e-mail come allegato
- 

### **MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 32499

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

