



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## LITTMANN® "MASTER CLASSIC II" - colore a richiesta

**Codice di riferimento:** 32365

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 168.4€

### CARATTERISTICHE:

Littmann Master Classic: l'eccellenza acustica a portata di mano! Il nuovo design della testina migliora il già elevato responso acustico della versione precedente di questo modello. L'eccellenza acustica di questo strumento si combina alla praticità della testina monofaccia, che permette di auscultare sia le alte che le basse frequenze senza dover sollevare e ruotare lo strumento.

Il Master Classic II è stato insignito dell' Industrial Design Excellence Award (IDEA 96) per l'acustica, l'ergonomia, la maneggevolezza e l'aspetto estetico.

Utilizzatori:

- Medici generici
- Fisioterapisti
- Studenti

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32365

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

---

