

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Lucciola tascabile Argenta in metallo

Codice di riferimento: 25632

Marca: GIMA

Prezzo: 10.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
25632-Nero	Nero	10.7€
25638	Verde	10.7€
25633	Argento	10.7€

Caratteristiche della lucciola tascabile Argenta in metallo

Tipico dispositivo di illuminazione da professioni sanitarie, la lucciola argenta si presenta a forma di penna ma è in realtà un'insostituibile lampadina tascabile utile per ispezioni di vario genere.

Questa lucciola da dottore è realizzata in metallo lucido e ha un design molto elegante che la rende adatta a tutti.

La penna luminosa da medico ha inoltre una comodissima clip che permette di agganciarla al taschino nei momenti di non utilizzo in modo da averla sempre a portata di mano.

Specifiche tecniche

- Materiale: metallo
- Colori disponibili: nero, verde e argento

- Batterie: 2 x AAA, in dotazione
- ON / OFF: clip da tasca
- Origine: Europa

Marca

Logiko

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

