



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cavigliera elastica tubolare poliestensiva M 501

Codice di riferimento: M 501

Marca: FGP

Prezzo: 24.2€

Riferimento	Variante	Prezzo
M 501-1°	1°	24.2€
M 501-2°	2°	24.2€
M 501-3°	3°	24.2€
M 501-4°	4°	24.2€
M 501-5°	5°	24.2€
M 501-6°	6°	24.2€

Caratteristiche della cavigliera poliestensiva M 501

La cavigliera tubolare M 501 è un tutore altamente elastico che aiuta ad alleviare il dolore e favorire la guarigione della caviglia in caso di distorsioni, gonfiori e versamenti articolari o infiammazioni di origine reumatica e artrosica. Ciò è possibile grazie alla pressione applicata e al sostegno fornito all'articolazione della caviglia dal confortevole tessuto elasticizzato della cavigliera.

La cavigliera è dotata di apertura frontale, si indossa facilmente con qualsiasi scarpa e può essere utilizzata sulla caviglia

destra o sinistra.

Indicazioni

- Distorsioni della caviglia
- Gonfiori e versamenti articolari
- Stati irritativi di origine reumatica e artrosica

Taglie

Taglia	I	II	III	IV	V	VI
Circonferenza caviglia cm	17/20	20/22	22/24	24/26	26/28	28/30



Ambidestro.

Marca e modello

FGP M 501

Contenuto della confezione

1 pezzo

