



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore rigido bivalva per caviglia M. STEP® Athletic

Codice di riferimento: M. STEP® Athletic

Marca: FGP

Prezzo: 71.01€

Caratteristiche del tutore per caviglia M. STEP® Athletic

La cavigliera rigida M. STEP® Athletic dona stabilità e sostegno all'articolazione attraverso la sua struttura a doppia valva in materiale plastico e il cinturino a strappo regolabile sottocalcaneari. Il tutore è facile da indossare e, grazie ai cinturini velcrati a strappo, è possibile regolare in maniera precisa il livello di compressione secondo le esigenze del paziente. I cuscinetti anatomici in polimero rendono la cavigliera comoda e perfettamente adattabile a qualsiasi conformazione fisica.

Indicazioni

- Immobilizzazioni post-traumatiche
- Distorsioni legamentose
- Fase di riabilitazione nel recupero dell'attività sportiva

Taglia

Taglia unica ambidestra

Marca e modello

FGP M. STEP® Athletic

Contenuto della confezione

1 tutore rigido per caviglia.



—