



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## **M.3@ S - TUTORE AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO MONOCOMPARTIMENTALE PER GINOCCHIO VARO-VALGO (varo)**

**Codice di riferimento:** M.3@ S varo

**Marca:** FGP

**Prezzo:** 575€

<b>Riferimento</b>	<b>Variante</b>	<b>Prezzo</b>
M.3@ S varo-XS-Destra	Destra, XS	575€
M.3@ S varo-XS-Sinistra	Sinistra, XS	575€
M.3@ S varo-S-Destra	Destra, S	575€
M.3@ S varo-S-Sinistra	S, Sinistra	575€
M.3@ S varo-M-Destra	Destra, M	575€
M.3@ S varo-M-Sinistra	M, Sinistra	575€
M.3@ S varo-L-Destra	Destra, L	575€
M.3@ S varo-L-Sinistra	L, Sinistra	575€
M.3@ S varo-XL-Destra	Destra, XL	575€
M.3@ S varo-XL-Sinistra	Sinistra, XL	575€
M.3@ S varo-XXL-Destra	Destra, XXL	575€

M.3® S varo-XXL-Sinistra

Sinistra, XXL

575€

---

## DESCRIZIONE

La ginocchiera M3 s è basata sul principio del "sollevio a tre punti": un sistema innovativo che permette la regolazione del varo-valgo attraverso tre punti contrapposti, limitando così con un'efficace azione contenitiva la spinta laterale prodotta dalla gamba sotto sforzo; il risultato è un sensibile alleviamento del dolore per l'utilizzatore. L'alta qualità di M 3® s si esprime a tutti i livelli: dai materiali impiegati (alluminio Avional®, acciaio Inox), fino al metodo di fabbricazione all'avanguardia. Particolare attenzione è stata posta nel comfort, nella discrezione e nella vestibilità; caratteristiche che si apprezzano nella leggerezza top di settore, nei colori tenui, nelle imbottiture realizzate in materiale soft-grip anallergico e nella cura per i dettagli, come i cinturini numerati che guidano il paziente nel fissaggio.

## REGOLAZIONI

Ext.: 0°- 10°- 20°- 30°- 45°

Flex.: 0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°

Imm.: 0°- 10°- 20°- 30°- 45°

## INDICAZIONI

- Gonartrosi con deviazione in varo o valgo

## MISURE

Taglie / superiore

XS: 31–37 cm

S: 37–45 cm

M: 45–51 cm

L: 51–57 cm

XL: 57–65 cm

XXL: 65–74 cm

Taglie / inferiore

XS: 25–27 cm

S: 27–32 cm


M: 32–37 cm

L: 37–41 cm

XL: 41–47 cm

XXL: 47–50 cm

Altezza: 40 cm



 **Acquista subito**