



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

M.4@ s OA - TUTORE AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO BICOMPARTIMENTALE PER GINOCCHIO VARO-VALGO (varo)

Codice di riferimento: M.4@ s OA (varo)

Marca: FGP

Prezzo: 897€

Riferimento	Variante	Prezzo
M.4@ s OA-XS-Destra	Destra, XS	897€
M.4@ s OA-XS-Sinistra	Sinistra, XS	897€
M.4@ s OA-S-Destra	Destra, S	897€
M.4@ s OA-S-Sinistra	S, Sinistra	897€
M.4@ s OA-M-Destra	Destra, M	897€
M.4@ s OA-M-Sinistra	M, Sinistra	897€
M.4@ s OA-L-Destra	Destra, L	897€
M.4@ s OA-L-Sinistra	L, Sinistra	897€
M.4@ s OA-XL-Destra	Destra, XL	897€
M.4@ s OA-XL-Sinistra	Sinistra, XL	897€
M.4@ s OA-XXL-Destra	Destra, XXL	897€

M.4® s OA-XXL-Sinistra

Sinistra, XXL

897€

DESCRIZIONE

La tecnologia di produzione avanzata aiuta a garantire che l'ortesi M.4s OA è di altissima qualità, favorendo un sostegno appropriato del paziente. Il telaio è realizzato al 100% in alluminio di alta qualità. La sua produzione comprende non solo il taglio laser, ma anche le tecniche più recenti di iniezione ad alta pressione di stampaggio di alluminio. Solo in questo modo è possibile dar vita un'ortesi leggera che è precisa e sicura, sottile e discreta al tempo stesso. L' M.4s OA è progettato per essere estremamente sottile ed è costruito secondo il principio di sollievo a 3 punti. Sotto sforzo, alla gamba viene impedito di inclinarsi lateralmente; ciò porta sollievo al comparto interessato. La combinazione di colori tenui favorisce ulteriormente la discrezione.

REGOLAZIONI

Ext.: 0°- 10°- 20°- 30°- 45°

Flex.: 0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°

Imm.: 0°- 10°- 20°- 30°- 45°

INDICAZIONI

- Grave gonartrosi mediale o laterale (II grado min.) combinato con l'instabilità del legamento
- Grave sovraccarico del compartimento mediale o laterale

MISURE

Taglie / superiore

XS: 31–37 cm

S: 37–45 cm

M: 45–51 cm

L: 51–57 cm

XL: 57–65 cm

XXL: 65–74 cm

Taglie / inferiore

XS: 25–27 cm

S: 27–32 cm

M: 32–37 cm

L: 37–41 cm

XL: 41–47 cm

XXL: 47–50 cm

Altezza: 40 cm



 **Acquista subito**