



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Mag 2000Plus per magnetoterapia

Codice di riferimento: MAG2000 PLUS

Marca: IACER

Prezzo: 791.78€

Caratteristiche del Mag 2000 Plus per magnetoterapia:

Il Mag 2000 Plus è un dispositivo prodotto dal marchio Iacer, ed è il modello successivo ed evoluto del Mag 2000, di cui mantiene la struttura e lo stile grafico. Ciò che caratterizza questo modello è sicuramente la dotazione di 20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni, come osteoporosi, periartrite, etc, per un utilizzo specifico e sicuramente più semplificato. Inoltre sono presenti ben 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz). È presente il programma Autoscan, indicato nello specifico per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia. Con Mag 2000 Plus è inoltre possibile personalizzare i programmi e salvarli in memoria fino ad un massimo di 10

Ulteriori dettagli:

- Può essere utilizzato anche con la fascia terapeutica a 3 solenoidi del Mag 2000
- Campo magnetico elevato, fino a 400 Gauss
- Dispositivo medico CE0476

Misure:

180 x 110 x 50 mm

Domande frequenti

Come si usa Mag 2000 per magnetoterapia ad alta frequenza?

Il dispositivo Mag 1000 per magnetoterapia ad alta frequenza è molto semplice da utilizzare. È sufficiente collegare la fascia elastica terapeutica al dispositivo, configurare le impostazioni, scegliere l'intensità del trattamento e iniziare ad utilizzare il dispositivo.

Mag 2000 per magnetoterapia ad alta frequenza come si sceglie?

La scelta del dispositivo Mag 2000 è quella migliore se cerchi un dispositivo in grado di eseguire in modo autonomo sedute di magnetoterapia ad alta frequenza. Mag 2000 è uno dei dispositivi più venduti per questa tipologia di trattamento poichè è pratico, funzionale e permette di raggiungere risultati in poco tempo.

Quanto costa Mag 2000 per magnetoterapia ad alta frequenza?

Il prezzo di Mag 2000 è di 427,56€. Il kit include il dispositivo, una fascia elastica terapeutica, una batteria interna ricaricabile Ni-mh con tecnologia long-lasting a bassa autoricarica, il caricabatteria ed infine, il manuale. Attenzione, il prezzo può variare in base a cambiamenti nel prezzo di listino e promozioni attive.

A cosa serve Mag 2000?

Mag 2000 è un dispositivo funzionale usato per i trattamenti di magnetoterapia ad alta frequenza. Questi trattamenti sono indicati per i pazienti che devono eseguire cure e riabilitazioni sfruttando i campi elettromagnetici per regolarizzare l'equilibrio chimico delle cellule e ripristinare la corretta permeabilità della membrana cellulare.

