



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MAG2000 PREMIUM

Codice di riferimento: Mag2000Premium

Marca: IACER

Prezzo: 629.9€

Grazie a questa magnetoterapia professionale è possibile risolvere gran parte dei problemi e ottenere benefici a lungo termine per vivere meglio. Le fasce di Mag 2000 Premium possono essere applicate su tutte le zone del corpo affette da dolori acuti o cronici, infiammazioni, e altre patologie. Questa magnetoterapia ti permetterà di massimizzare tutte le applicazioni grazie ai due canali ad alta intensità e alle 2 fasce terapeutiche.

Guarigione in tempi più rapidi e più tempo libero per te da dedicare alle cose che ami fare. MAG 2000 Premium è dotata di: (34 programmi + 1 Auto)

20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni (osteoporosi, periartrite, ecc.),

14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz)

1 programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia, così da avere un trattamento terapeutico e antidolorifico. Caratteristiche principali- Apparecchio per magnetoterapia a campi pulsati fino a 150 Gauss per canale

- Riconoscimento automatico in caso di cavo scollegato
 - 20 programmi patologie preimpostati
 - 14 programmi a selezione di frequenza (quella consigliata dal medico)
 - 1 programma ad autoscansione frequenze per patologie complesse
 - Tempo terapia selezionabile fino a 24 ore 59 minuti
 - Selezione della intensità del campo magnetico con scala da 5% a 100%
 - Dispositivo medico CE0476
 - Dimensioni apparecchio: 180 x 110 x 50 mm
- Programmi*
- Osteoporosi
 - Artrosi
 - Artrite
 - Artrosi cervicale
 - Dolori articolari
 - Cervicalgia
 - Distorsioni

- Fratture
 - Epicondilite
 - Epitrocleite
 - Contusioni Intercostali
 - Lombalgia
 - Dolore lombo-sacrale
 - Artrosi spalla
 - Artrosi ginocchio
 - Periartrite scapolo omerale
 - Coxartrosi
 - Atrofie Muscolari
 - Contratture Muscolari
 - Osteonecrosi
-

