



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cavigliera elastica con tallone aperto in tessuto AirX Malleofit37

Codice di riferimento: PR4-A1137

Marca: RO+TEN

Prezzo: 32.4€

| Riferimento | Variante | Prezzo |
|--------------|----------|--------|
| PR4-A1137-S | S | 32.4€ |
| PR4-A1137-M | M | 32.4€ |
| PR4-A1137-L | L | 32.4€ |
| PR4-A1137-XL | XL | 32.4€ |

Caratteristiche della cavigliera Malleofit37

Malleofit37 è una cavigliera corta con apertura al tallone realizzata in tessuto AirX leggero e traspirante utile in caso di distorsioni e tendiniti di lieve entità. Il tessuto AirX, oltre ad assicurare il massimo comfort, garantisce un'efficace compressione e stabilità a livello dell'articolazione della caviglia senza stringere. Ciò rendere il tutore adatto sia per l'attività quotidiana sia per quella sportiva. Facile da indossare e comoda con qualsiasi calzatura.

Indicazioni

- Traumi distorsivi di entità minore (I grado)
- Quadri infiammatori di entità moderata (tendinopatie peronieri)
- Artralgie minori

Taglie

| Taglia | S | M | L | XL |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Circonferenza caviglia cm | 15/20 | 20/25 | 25/30 | 30/36 |



Ambidestra.

Marca e modello

RO+TEN PR4-A1137

Contenuto della confezione

1 cavigliera

