



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MANICHINO AMBU MAN BASIC

Codice di riferimento: 34047

Marca: GIMA

Prezzo: 617.3€

CARATTERISTICHE:

Un manichino economico e affidabile progettato per soddisfare i requisiti dell'algoritmo di formazione BLS. La forma sagomata del torso, con le pieghe anatomiche realistiche, consente agli apprendisti di addestrarsi con i defibrillatori esterni posizionando gli elettrodi correttamente.

Addestramento preciso della compressione del torace e una ventilazione realistica. Il sistema igienico esclusivo impedisce la contaminazione incrociata.

Resistenza di ventilazione realistica ed un'espiazione attraverso la bocca e il naso.

La giusta profondità di compressione e il volume necessario di ventilazione possono essere monitorati grazie all'indicatore sul manichino.

- **Ventilazione realistica**

Possibilità di sentire una veritiera resistenza dell'aria e il petto si gonfia quando la testa è correttamente inclinata e l'aria soffiata nel manichino.

Peso: 6.0 kg.

Dimensioni: 70 x 37 cm

Ventilazione massima: 1.200 ml

Massima profondità di compressione: 7.5 cm

Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, HU, DK, NL, PL, CZ, TR.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 34047

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

