



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MANICO F.O. RICARICABILE - 3.5V - pediatrico (fino a lotto 8)

Codice di riferimento: 34487

Marca: GIMA

Prezzo: 88.4€

CARATTERISTICHE:

Linea di Laringoscopi a Fibre Ottiche "Green GIMA", comprende una serie di lame a fibre ottiche e manici che sono completamente compatibili con tutti i sistemi a fibre ottiche più diffusi sul mercato: Heine, Welch Allyn, Riester, Medicon e tutti quelli che si adeguano agli standard ISO 7376:2003. Prive di lattice. Le lame di queste case si adattano ai manici della linea "Green GIMA" e viceversa. La luce alogena Green GIMA viene trasmessa dal manico alla punta della lama tramite un fascio di fibre ottiche che produce una luce fredda e brillante. Il fascio di F.O. può essere smontato per una sterilizzazione indipendente. La linea include lame sia Miller che McIntosh, e i manici sono con batterie standard o ricaricabili. Tutte le lame F.O. riutilizzabili sono compatibili MRI e sono realizzate in acciaio inossidabile non magnetico. - NUOVI MANICI CON BATTERIE RICARICABILI - COMPATIBILI CON TUTTI I SISTEMI "GREEN" A FIBRA OTTICA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• La chiusura del vano batteria impedisce che il liquido penetri all'interno della batteria • Il manico viene fornito con lampada. Batteria non inclusa • Manico in robusto metallo cromato

MARCA E MODELLO:

GIMA 34487

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

