



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MANICO PEDIATRICO - zigrinato

Codice di riferimento: 34352

Marca: GIMA

Prezzo: 32.33€

CARATTERISTICHE:

Manici per laringoscopi (zigrinati): manico piccolo (pediatrico). Lo stesso manico adatto per lame Convenzionali, Fibre Ottiche e Monouso.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34352

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**