

Numero Verde

**800 172547**



Da cellulare

**030 7777942**

## MANICO PORTALAME SWANN-MORTON N. 3

**Codice di riferimento:** 22425

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 17.08€

### CARATTERISTICHE:

MANICO GRADUATO IN ACCIAIO INOX SWANN-MORTON N. 3

- Compatibilità: Per lame 10, 11, 12, 15

Le lame e i bisturi monouso Swann-Morton sono rinomati per la loro qualità eccelsa, per la loro precisione, robustezza e affidabilità. La produzione Swann-Morton avviene nel Regno Unito: l'utilizzo di acciaio di alta qualità rende i prodotti estremamente taglienti. Vengono effettuati severi controlli di qualità che assicurano una tenuta e un'affidabilità impareggiabili. Per questo Swann-Morton è la scelta preferita di numerosi professionisti del settore medico in tutto il mondo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 22425

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**

---