



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Manico standard per laringoscopio a luce convenzionale

Codice di riferimento: DRV228

Marca: EASYRED

Prezzo: 47.95€

Caratteristiche del manico standard per laringoscopio

Il manico in acciaio Inox proposto nel nostro sito è utilizzato per i laringoscopi a luce convenzionale, strumenti utili a esaminare la glottide e la laringe. Il manico, alimentato a batterie, si compone di un'impugnatura dal diametro di 29 mm e un portalampadina. Il dispositivo è autoclavabile a vapore per oltre 100 volte. Prima di procedere con la sterilizzazione è necessario rimuovere le batterie e la lampadina.

Indicazioni

Intubazione tracheale

Specifiche tecniche

- Diametro: 29 mm
- Luminosità: 3000 LUX

Marca e modello

EASYRED codice DRV228

Contenuto della confezione

1 pezzo

Altri modelli disponibili

- [Manico piccolo per laringoscopio a luce convenzionale](#)
- [Manico per laringoscopio a fibre ottiche](#)

 **Acquista subito**