



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Manici per posate universale - 2 pezzi

Codice di riferimento: 28925

Marca: GIMA

Prezzo: 5.86€

Caratteristiche dei manici per posate universale

Le impugnature universali per posate rappresentano un ausilio fondamentale per disabili, anziani, persone con una presa debole, con mobilità limitata nelle mani e le braccia o che soffrono di determinate patologie come artrite o il Morbo di Parkinson. Le grandi dimensioni del manico consentono di ottenere una presa salda e sicura in modo da mangiare con maggior comodità e serenità.

I manici si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di forchetta e cucchiaio.

Il kit non include la forchetta e il cucchiaio.

Marca e modello

GIMA codice 28925

Contenuto della confezione

2 pezzi

