



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO INOSSIDABILE - 70 cm

Codice di riferimento: 28979

Marca: GIMA

Prezzo: 94€

CARATTERISTICHE:

Supporto da parete per bagno verniciati a polvere. Progettato per supportare il paziente nell'alzarsi dal wc o per trasferirlo verso o dal bagno.

Ripiegabile verso l'alto per facilitare l'accesso.

Portata massima utilizzatore: 125 kg.

Fornito senza viti da muro.

Manuale: GB, IT.

Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28979

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**