



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Maniglia di supporto per il bagno

**Codice di riferimento:** AB-80

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 55.51€

### CARATTERISTICHE:

Maniglia realizzata in acciaio verniciato e composta da 2 barre che si raccordano all'estremità. Solida e robusta, garantisce un supporto resistente per l'anziano durante la seduta in bagno. Il prodotto è piegabile verso l'alto, una volta concluso l'uso. La maniglia di supporto ha una portata massima di 90 kg.

### APPLICAZIONI:

Supporto per anziani

### DIMENSIONI E PESO:

74,5 x 19,5 cm, 2,3 kg

### MARCA E MODELLO:

Intermed AB-80

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una maniglia di supporto per il bagno



—