



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MANIGLIONE FISSO PLASTICA - 45 cm

Codice di riferimento: 28976

Marca: GIMA

Prezzo: 12.9€

CARATTERISTICHE:

Maniglia striata in PVC medicale, completa con placche di fissaggio in ABS e coperture a vite. Isolamento elettrico. La striatura della maniglia consente alla mano di non scivolare e la rende comoda al tatto.

Possibilità di montarla sia in posizione orizzontale che verticale.

Tubo Ø 3.5 cm.

Portata massima: 120 kg.

Viti da muro non incluse.

Manuale: GB, IT.

Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28976

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

