



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Manipoli monouso universali per elettrobisturi CUT/COAG

**Codice di riferimento:** LBR490

**Marca:** LEM

**Prezzo:** 0.6€

### Caratteristiche dei manipoli per elettrobisturi

Manipolo monouso per elettrochirurgia compatibile con tutti gli elettrobisturi.

I manipoli sono muniti di comando manuale a 2 pulsanti per taglio e coagulo (CUT/COAG) e sono realizzati per assicurare massima precisione, affidabilità, un utilizzo ottimale e soddisfare tutte le esigenze dell'operatore.

Fornito con elettrodo a lama e attacco universale tipo Valleylab.

### Marca e modello

LEM LBR490

### Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**