



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MANIPOLO KIRKY MB MONOUSO - sterile

Codice di riferimento: 30551

Marca: GIMA

Prezzo: 4.39€

Manipolo monouso, impacchettato singolarmente, con pulsanti taglio e coagulo, comprensivo di elettrodo a lama.

I manipoli GIMA per elettrochirurgia autoclavabili con pulsanti CUT – COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari GIMA (122, 132, 160, 200, 202, 240, 380) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin, Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led, Erbe...

Quantitativi minimi: 10 pz.

 **Acquista subito**