



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Manometro aneroida per la misurazione della pressione

Codice di riferimento: DR232

Marca: LOGIKO

Prezzo: 15.86€

Caratteristiche del manometro aneroida per la misurazione della pressione

Manometro aneroida per misuratori di pressione arteriosa.

Marca

Logiko

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**