



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Manometro di claudé

Codice di riferimento: 901900001

Marca: INTERMED

Prezzo: 188.49€

CARATTERISTICHE:

Manometro per la misura della pressione dei fluidi durante le punture lombari, in anestesia spinale e per la misura della pressione endocranica (pressione liquorale durante la rachicentesi). Caratteristiche:

quadrante con scala graduata da 0 a + 1.000 mm H₂O e da 0 a - 400 mm H₂O;
chassis in materiale plastico cromato;
meccanismo in ottone;
anello di protezione e lente quadrante in plastica.

MARCA E MODELLO:

Intermed 901900001

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**