



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MANOPOLA SAPONATA

Codice di riferimento: 36663

Marca: GIMA

Prezzo: 14.64€

CARATTERISTICHE:

Manopola monouso per il lavaggio del paziente. Prodotta in TNT e spugna, intrisa con sapone liquido a PH neutro e anallergico. Ideale per la pulizia e l'igiene del paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni: 15 x 21 cm

MARCA E MODELLO:

GIMA 36663

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 50 pz.

 **Acquista subito**