



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MARKER CARDIACO - 3 parametri (Mioglobina+Troponina+CK-MB) - conf. 20 pz.

Codice di riferimento: 24525

Marca: GIMA

Prezzo: 53.68€

Permette di diagnosticare in soli 15 minuti l'infarto miocardico acuto. Ideale per il monitoraggio di pazienti affetti da cardiopatie o dopo infarti o interventi chirurgici. L'infarto miocardico acuto (attacco cardiaco) è responsabile di 1 decesso su 5; è necessario intervenire entro 6 ore per evitare il deperimento irreversibile e permanente dei muscoli cardiaci. Questo dimostra l'importanza di una diagnosi precoce e accurata. L'ECG è il metodo di diagnosi di infarto miocardico più utilizzato. Sfortunatamente però il 25% dei pazienti soggetti a infarto miocardico acuto hanno un normale ECG.

GIMA offre un test di diagnosi combinata dei 3 più importanti parametri cardiaci: Mioglobina, Troponina, CK-MB.

Include 20 cassette, 20 contagocce e 1 diluente.

Per uso professionale.

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE.

I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

 **Acquista subito**