



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Martelletto per riflessi in acciaio inossidabile buck

Codice di riferimento: 950230XXX

Marca: INTERMED

Prezzo: 10€

CARATTERISTICHE:

Martelletto per riflessi che si tiene saldamente in mano grazie al pratico manico, comodo da trasportare. Il martelletto e' costituito da una testina in acciaio e gomma nera. E' inoltre munito di spazzolino e ago che permettono di determinare la sensibilita' vitale.

APPLICAZIONI:

Adatto per la misurazione dei riflessi e della sensibilita' vitale

DIMENSIONI E PESO:

Lunghezza 18 cm

MARCA E MODELLO:

INTERMED 950230XXX Modello BUCK

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un martelletto con ago e agesimetro estraibili

