



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MASCHERINA LARINGEA RIUTILIZZABILE IN SILICONE 2 - neonato

Codice di riferimento: 34425

Marca: GIMA

Prezzo: 79.3€

CARATTERISTICHE:

Mascherine laringee riutilizzabili in silicone: • Il design anatomico ottimizzato assicura un inserimento sicuro. • Connettore da 15 mm universale. Tubo vie respiratorie flessibile e trasparente, chiara linea guida per un inserimento semplice. • Piccole sporgenze minimizzano la possibilità che il vomito fluisca dall'esofago ai polmoni. • La conformazione della cuffia fornisce il massimo comfort • L' estremità ovale rinforzata previene possibili incarcamenti durante l'inserimento del dispositivo • Il ridotto spessore del palloncino pilota facilita l'inserimento del tubo di gonfiaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Dimensioni: 2 • Tipologia paziente: neonato • Peso: 10-20 Kg • Volume cuffia (portata aria in ml): 10 ml

MARCA E MODELLO:

GIMA 34425

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**