



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MASCHERINA VENTO - in polybag (GB,IT,FR,DE)

Codice di riferimento: 34211

Marca: GIMA

Prezzo: 2.01€

CARATTERISTICHE:

Rianimatore bocca a bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contagio tra paziente e soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in custodia di plastica o in confezione con portachiavi. Istruzioni in GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Custodia in plastica • Schermo protettivo in PVC • Boccaglio in policarbonato • Mascherina aperta

MARCA E MODELLO:

GIMA 34211

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**