



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Materassino Tubolare – per Trasferimento – Alto Scorrimento

Codice di riferimento: 738

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 129.1€

CARATTERISTICHE:

Morbido tubolare imbottito.

Interno in Nylon ad alto scorrimento.

Ideale per il posizionamento nel letto del paziente e per il trasferimento tra letto, carrozzina, auto, ecc..

Da usare anche con l'asse di trasferimento cod. 742

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 738

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In sacchetto

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Blu e Arancio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza: cm 50

Lunghezza: cm 60

Dimensioni: cm 50 x 60

