



product image
currently unavailable

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Materassino pediatrico con proprietà ritardanti di fiamma (per prodotto cod. 27399)

Codice di riferimento: 27687

Marca: GIMA

Prezzo: 175.4€

Caratteristiche del materassino pediatrico con proprietà ritardanti di fiamma 125x62x10 cm (per prodotto cod. 27399)

Materasso antifuoco per lettino pediatrico alto 10 cm, comodo per i più piccoli che possono comodamente riposare senza sentire il telaio della culla. Questo materasso da culla è fatto in tessuto antifuoco e anallergico, adatto alla pelle delicata dei bambini.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 125x62x10 cm

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**