



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Materasso antidecubito a bolle d'aria MAT-130

Codice di riferimento: DE 620010

Marca: CA-MI

Prezzo: 100€

Caratteristiche del materasso antidecubito MAT-130

MAT-130 è un materassino a bolle d'aria in PVC atossico consigliato per la prevenzione delle piaghe da decubito di 1° stadio in terapie domiciliari e a lungo termine. Le celle che lo costituiscono sono gonfiate in maniera alternata attraverso un apposito compressore (fornito in dotazione) molto silenzioso, dotato di manopola MIN MAX che consente di regolare la pressione in base al peso del paziente. Questo gonfiaggio a pressione alternata massaggia delicatamente la pelle dei pazienti allettati e aiuta a stimolare la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti, prevenendo così la comparsa di ulcere da decubito. Il kit antidecubito è facile da installare e utilizzare.

Specifiche tecniche

Materasso

- Dimensioni: cm 300 x 90 x 6.5
- Numero Celle: 130
- Materiale: PVC (EN-71 atossico)
- Spessore PVC: 0.30 mm
- Colore: beige
- Portata Massima: 130 Kg

Compressore

- Alimentazione: 230V 50Hz
- Emissione dell'Aria: 4.5 l/min

- Variazione della Pressione: 30 mmHg 110 mmHg
 - Tempo del Ciclo: 10 min
 - Potenza Assorbita: 5 W
 - Fusibile: 1 A
 - Dimensioni: cm 24 x 12 x 9.5
 - Rumore: 31 dB
 - Peso: 1.4 Kg
-

Marca e modello

CA-MI MAT-130 (codice DE 620010)

Contenuto della confezione

1 materasso antidecubito ad aria

