



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Materasso Antidecubito Ventilato in Poliuretano Espanso Ignifugo – 3 Sezioni – cm 195 x 80 x 14

Codice di riferimento: F2110IGN

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 215.3€

CARATTERISTICHE:

Disponibile su richiesta.

Ideale per prevenire i problemi che possono insorgere dopo lunga permanenza a letto, grazie al materiale con cui è realizzato che permette una ventilazione continua.

Poliuretano espanso, realizzato in un unico pezzo.

Disponibile fodera in cotone 100%, sanforizzato.

Chiusura con cerniera.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice F2110IGN

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In scatola

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: cm 190 x 80 x 14

 **Acquista subito**
