



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Kit antidecubito con materasso ad aria e compressore

Codice di riferimento: 28566

Marca: GIMA

Prezzo: 68€

Caratteristiche del kit antidecubito

Questo sistema antidecubito (materasso ad aria + compressore) è indicato per curare e prevenire la comparsa di lesioni da decubito di 1° stadio nelle terapie lunghe o domiciliari.

Il materasso antidecubito, realizzato in PVC, è costituito da 130 bolle gonfiabili ad aria da 7 cm e resistenti al freddo fino a -30°. Oltre a offrire al paziente la massima comodità, grazie all'alternarsi dei punti di contatto con la pelle stimola la circolazione del sangue e consente una buona ossigenazione dei tessuti contrastando così l'insorgenza di lesioni da pressione. Il materasso si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore ed inferiore.

Il compressore fornito per il gonfiaggio del materasso è molto silenzioso e può essere utilizzato con i materassi a bolle o a pressione alternata. Per una precisa regolazione della pressione, sul pannello frontale della pompa è posta una pratica manovella. Inoltre, dispone di 2 ganci in modo da poter essere agganciato a qualsiasi tipo di letto. Disponibile da aprile 2013.

Specifiche tecniche

Materasso (cod. 28564)

- Dimensioni totali: 200 x 90 x 7 cm
- Lunghezza lembi: 50 x 50 cm (superiore ed inferiore)
- Altezza elementi: 7 cm
- Materiali: PVC
- Spessore: 0.35 mm

- N. di elementi: 130
- Per pazienti fino a: 100 kg

Compressore (cod. 28565)

- Dimensioni: 25 x 13 x 9.5 h cm
- **Voltaggio: 220 V, 50 Hz**
- Pressione di servizio: 50-105 mmHg
- Uscita aria: 4-6 litri/min
- Durata ciclo: 6 min
- Scatola di plastica: Taiwan chimei ABS
- TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

Marca e modello

GIMA codice 28566

Contenuto della confezione

1 kit antidecubito (materasso + compressore)

