



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Materasso doccia per disabili

Codice di riferimento: 27836

Marca: GIMA

Prezzo: 878.4€

Caratteristiche del materasso per doccia

Questo telo doccia per letto è un comodo ausilio da bagno per la cura dell'igiene personale di pazienti allettati, anziani e persone affette da gravi disabilità. Il materasso doccia permette di lavare il malato con acqua corrente direttamente sul letto, senza il bisogno di sollevarlo o trasferirlo. L'acqua utilizzata per il lavaggio viene scaricata facilmente tramite un tubo flessibile e raccolta in un contenitore adeguato.

Il materasso doccia per disabili non solo offre un lavaggio completo ed efficace, ma permette di lavare la testa dell'assistito, fare il bidet o semplicemente disinfettare una ferita in maniera semplice e pulita. Infatti, non bagna il pavimento, non ingombra e si adatta a qualsiasi tipo di letto. Ideale sia per l'assistenza domiciliare sia per quella ospedaliera.

Accessori in dotazione

- Tappo per la chiusura del materasso.
- Tubo flessibile per facilitare lo scarico d'acqua.

Marca e modello

GIMA codice 27836

Contenuto della confezione

1 pezzo

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)



Acquista subito