



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Medicazione trasparente semipermeabile sterile in poliuretano TEGADERM

Codice di riferimento: 162X

Marca: INTERMED

Prezzo: 81.62€

Caratteristiche della medicazione trasparente TEGADERM

TEGADERM è una medicazione trasparente sterile in poliuretano, materiale che assicura traspirabilità e impermeabilità, dotata di un adesivo ipoallergenico in miscela di acrilati che aderisce perfettamente alla pelle.

L'azione protettiva del cerotto trasparente TEGADERM è efficace per:

- La prevenzione e la protezione di piaghe da decubito di 1° grado e di 2° grado.
- La medicazione della ferita chirurgica.
- Fissare in modo sicuro e duraturo medicazioni di garza.
- Il fissaggio e la protezione dei punti di inserzione dei cateteri venosi.

L'applicazione a cornice conferisce facilità nello srotolamento.

Misure disponibili

Misura cm x cm	4 x 4	6 x 7	10 x 12	10 x 25	15 x 20	20 x 30
Confezione	100 pezzi	100 pezzi	50 pezzi	20 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Marca e modello

INTERMED 162X

