



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## MEDIVEN THROMBEXIN 18 MM HG - CALZE AUTOREGGENTI ANTITROMBO POST-OPERATORIE

**Codice di riferimento:** H914

**Marca:** MEDIVEN

**Prezzo:** 40.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
H914-XS	Autoreggente, XS	40.3€
H914-S	Autoreggente, S	40.3€
H914-M	Autoreggente, M	40.3€
H914-L	Autoreggente, L	40.3€
H914-XL	Autoreggente, XL	40.3€

Il campo di applicazione si estende alla prevenzione delle trombosi prima, durante e dopo un intervento chirurgico. Se il rischio di trombosi è moderato o elevato, la prevenzione con le calze preventive antitrombo viene integrata spesso con medicinali (es. eparina) e con altre misure (es. ginnastica medica).

Mediante una compressione che si riduce progressivamente dalla caviglia (circa 18 mmHg) alla coscia (circa 8 mmHg), il ritorno del sangue venoso viene accelerato in maniera ottimale.

### **Vantaggi del prodotto**

- Apertura per l'ispezione

---

- Tallone 3D

- Marcatura colorata

- Anello autoreggente in silicone

- Punta antibatterica

- Eccezionale comfort

### **Componenti materiali**

82% di poliammide, 18% di elastan, senza lattice

### **Indicazioni**

- Profilassi antitrombotica per i pazienti immobilizzati, prima, durante e dopo l'operazione
- Post-parto
- Pazienti allettati

### **Come agisce**

La caratteristica principale che una calza antitrombo deve avere è il corretto gradiente compressivo decrescente dal basso verso l'alto e solo rispettando questo parametro si può ottenere un'accelerazione del flusso ematico efficace per la profilassi. Ampia gamma di modelli e taglie con circonferenza alla coscia fino a 100 cm. Unica lunghezza grazie al filato biestensivo della calza.

### **Caratteristiche**

- Calza antitrombo, con gradiente di compressione medicalmente corretto
- Pratica e salva tempo. Alleggerisce il compito degli infermieri e ottimizza l'assistenza al paziente
- Sistema di indicazione della misura con codice colore, per facilitare la scelta corretta della taglia
- Maggiore tollerabilità, grazie alla elevata elasticità e alla maglia a traspirante particolarmente morbida e delicata sulla pelle
- Può essere riutilizzata fino a 10 volte senza perdere le sue caratteristiche terapeutiche.

## Caratteristiche del prodotto

mediven thrombexin 18 garantisce sempre la giusta compressione, che decresce dalla caviglia alla coscia.



### Anello in silicone "intelligente"

L'anello in silicone autoreggente non solo riduce il rischio di scivolamento della calza, ma è anche un rapido indicatore di misura.



### Tallone con codice colore

Il tallone con codice colore, con la sua superficie interna rafforzata, riduce il rischio di irritazioni da troppa pressione, ed evidenzia il corretto posizionamento della calza.

### Ausilio per indossare la calza

L'innovativo butler medi hospital rende semplice indossare le calze mediche per la profilassi antitrombotica.



### Foro d'ispezione

Il foro d'ispezione sulla pianta del piede consente agli infermieri di controllare la circolazione del sangue.




### Punta antibatterica

La punta antibatterica e antimicotica della calza riduce la formazione di micosi, anche dopo ripetuti lavaggi.

Taglia	Circonferenze			
	Caviglia cB	Polpaccio cC	Sotto il ginocchio cD	Coscia cG

<b>XS</b>	17-19	26-36	25-35	40-50
<b>S</b>	20-22	30-42	29-41	48-60
<b>M</b>	23-25	34-46	33-45	56-70
<b>L</b>	26-28	38-51	37-50	64-80
<b>XL</b>	29-31	42-55	41-54	72-90



 **Acquista subito**