



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Membrana per fonendoscopio

**Codice di riferimento:** DR241

**Marca:** LOGIKO

**Prezzo:** 0.2€

### Caratteristiche d

Membrana di ricambio per fonendoscopio realizzata con materiali di alta qualità che consente alte prestazioni durante la misurazione della pressione arteriosa.

### Marca

Logiko

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**