



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## MICRO LOOP - verde

**Codice di riferimento:** 31460

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 109.4€

### CARATTERISTICHE:

La nostra gamma di curette (in 4 tipi) è la soluzione più efficiente, economica e sicura per rimuovere il cerume, per orecchie di dimensione o consistenza della massa di cerume qualsiasi. - Comfort paziente: le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette GIMA con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e diminuiscono i rischi di lacerazione. Latex free. - Efficacia: le curette GIMA presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione, inoltre la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili. - Monouso: le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione oltre ad eliminare il rischio di contaminazione. MICROLOOP: Perfetto per cerume impattato, grazie alla sua costituzione più rigida, testa da 3 mm.

### MARCA E MODELLO:

GIMA 31460

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 50 pz.

 **Acquista subito**