



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MICROSCOPIO BIOLOGICO - 40X-1000X

Codice di riferimento: 31000

Marca: GIMA

Prezzo: 793€

CARATTERISTICHE:

Microscopio professionale ad alta risoluzione **Caratteristiche principali:** - Testa binoculare senza compensazione 30° - Oculare WF 10X, (campo 18 mm) - Obiettivi acromatici semiplanari 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, olio) - Ingrandimento totale 40X, 100X, 400X, 1000X a seconda dell'obiettivo - Regolazione distanza interpupillare: da 55 a 75 mm - Tavolino traslatore meccanico doppio strato 125x135 mm - Campo di movimento: 75x35 mm - Condensatore Abbe con diaframma ad iride e filtro - Lampadina alogena 6V, 20W - regolazione luminosità - Alimentazione: commutabile 110-220V, 50 Hz - Flacone olio di cedro e borsa protettiva inclusi **Telecamera USB per microscopi (vedi cod. 72566)**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Binoculare • Quadruplo obiettivo • Manopola per regolazione fine 0,002 mm

MARCA E MODELLO:

GIMA 31000

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**