



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MINI CUFF 2 TUBI - 23 x 5 cm 3 mesi

Codice di riferimento: 32821

Marca: GIMA

Prezzo: 18€

CARATTERISTICHE:

Bracciali per sfigmomanometri: Modello: Mini cuff - 2 tubi - 23 x 5 cm, fino a 3 mesi Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free

MARCA E MODELLO:

GIMA 32821

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**