



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Mini Glucometro BG1 iHealth - Trasmissione via cellulare

Codice di riferimento: 23509

Marca: GIMA

Prezzo: 12.08€

Caratteristiche del Mini Glucometro BG1 iHealth

BG1 iHealth è un misuratore di glicemia portatile studiato per semplificare l'automonitoraggio glicemico. Grazie alla tecnologia avanzata di cui dispone, sarà possibile leggere i risultati della misurazione direttamente sul proprio telefono.

La procedura è facile e veloce:

- Scaricare le App gratuite per Apple e Android: iHealth Glucosmart e iHealth MyVitals
- Collegare il misuratore al cellulare tramite l'attacco per le cuffie
- Inserire la striscia reattiva nel glucometro
- Eseguire il prelievo di sangue capillare
- Applicare il campione di sangue alla striscia reattiva
- Attendere 5 secondi e leggere i risultati sullo schermo del cellulare

Il misuratore di glicemia è compatibile con tutti i telefoni cellulari.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 53 x 30 x 96 mm (2.1"x1.2"x 0.38")
- Metodo di misurazione: tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
- Gamma di risultati: 20 mg/dL ~ 600 mg/dL (1.1 mmol/L ~ 33.3 mmol/L)
- Alimentazione: CA 3,0 V, CR1620
- Campione di sangue: sangue capillare completo
- Volume di sangue: min 0.7 micro litro

Marca e modello

GIMA codice 23509

Contenuto della confezione

1 pezzo

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

