



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Misuratore Automatico A Bracciale

Codice di riferimento: UM-211

Marca: INTERMED

Prezzo: 394.1€

CARATTERISTICHE:

Misuratore professionale che coniuga la misurazione automatica oscillometrica con la rilevazione auscultatoria, effettuata dal medico o dal personale infermieristico, con lo stetoscopio tradizionale. Leggero e portatile, alimentato anche a batteria, con comoda maniglia e vano posteriore porta bracciale. Pu essere quindi utilizzato in modo versatile in ambulatorio, al letto del paziente e nello studio medico.

Nuovi bracciali per uso professionale, privi di lattice, disponibili in 5* diverse misure, totalmente disinfettabili con soluzioni antisettiche. In dotazione bracciale per adulti, circonferenza 22 - 32 cm.

Funzioni diagnostiche Indicazione di aritmia cardiaca durante la misurazione n Memoria delle ultime 99 misurazioni con segnalazione iconografica delle misure manuali. Funzioni comfort myPressure per selezionare manualmente la pressurizzazione ideale.

Misurazioni automatiche. Semplicemente premendo il grande pulsante START/STOP la misurazione viene effettuata automaticamente mediante il metodo oscillometrico.

Misurazioni manualiSelezionando la funzione specifica, lo strumento consente la misurazione manuale con l'ausilio dello stetoscopio. In modalita' manuale, l'utilizzatore pu regolare la velocita' di discesa, selezionandola tra lenta e veloce e marcare sul display i valori di sistolica e diastolica auscultati.

MARCA E MODELLO:

AND4 UM-211

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

