



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Misuratore per bambini

**Codice di riferimento:** 27331

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 41.48€

### Caratteristiche del misuratore per bambini

Misuratore medicale per bambini e neonati facile da usare molto leggero.

Questo misuratore per bambini e neonati è pieghevole, può essere comodamente lavato e ha dimensioni ridotte che consentono al pediatra e al medico di portarlo sempre con se anche per le visite a domicilio.

Molto facile da usare e con graduazione di 5 millimetri ad alta leggibilità, questo misuratore pieghevole per bambini e neonati consente misurazioni rapide e precise della lunghezza/altezza dei più piccoli.

### Specifiche tecniche

- Campo di misurazione: 10-99 cm
- Dimensioni: 121 x 30 cm
- Graduazione: 5 mm

### Marca

Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

**Obiettivo Salute S.n.c.**

Viale Duca degli Abruzzi 121

Brescia

P.IVA 03219400987



**Acquista subito**