



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## MISURATORE DI PRESSIONE A&D UA-767 PB-Ci Bluetooth

**Codice di riferimento:** 32907

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 315.7€

### CARATTERISTICHE:

Misuratore di pressione clinicamente approvato per la sua precisione, Bluetooth®, App Android gratuita (My Fitness Companion). - compatibilità con ricevitori Bluetooth Android - orologio in tempo reale integrato - memoria per 40 misurazioni - indicatore di battito cardiaco irregolare - ampio display a 3 righe per una più facile lettura dei risultati - misurazioni con un solo tasto - comodo bracciale slim

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Metodo: oscillometrico • Tipo display: digitale, LCD 16mm - altezza cifre 10mm • Pressione e pulsazioni visualizzate contemporaneamente • Gamma di misurazione: 20-280 mmHg (pressione), 40-200 battiti/minuto (pulsazioni) • Precisione:  $\pm 3$  mmHg (pressione),  $\pm 5\%$  (pulsazioni) • Gonfiaggio: automatico tramite micro pompa • Sgonfiaggio: valvola di sfiato a velocità costante • Alimentazione: 4 batterie alcaline AAA (R6P) per 300 misurazioni • Dimensioni/peso: 64 x 147 x 110 mm - circa 300g • Comunicazione wireless Bluetooth 2.1 Class 1 SSP, SPP • Compatibile con la piattaforma 2 net QUALCOMM LIFE e AENDUO COZY Dotazione standard: • Custodia per il trasporto • Batterie • Manuale multilingue (GB, FR, ES, IT, DE, NL, JP)

### MARCA E MODELLO:

GIMA 32907

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**

---