



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Misuratore di pressione automatico con indicatore di riposo - modello Medel Sense

Codice di riferimento: 95142

Marca: Medel

Prezzo: 65€

CARATTERISTICHE:

Misuratore di pressione automatico con indicatore di riposo modello Sense. Medel SENSE è il nuovo misuratore di pressione dotato di innovativa Tecnologia HSD clinicamente testata, in grado di rilevare la condizione a riposo e di rilassamento durante la misurazione, essenziale per ottenere dei valori più attendibili e accurati. Un simbolo sul display conferma se la misurazione è avvenuta in una condizione di riposo ottimale oppure no. Qualora ci siano condizioni esterne (ad es. stress, agitazione, misurazione in movimento) che possano influire sulla corretta misurazione, un'icona sul display avviserà l'utente. Medel SENSE è inoltre dotato di un indicatore che informa l'utilizzatore del corretto posizionamento del bracciale, per garantire misurazioni accurate.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo misurazione :Oscillometrico
- Precisione misura :Pressione +/- 3 mmHg battiti +/- 5%
- Range di misurazione : Pressione da 0 a 300 mmHg; pulsazioni 40-199 battiti/min
- Alimentazione batterie : 4 alcaline AA 1,5V
- Memoria misurazioni : 4 x 30 posizioni di memoria
- Numero utenti : 4
- Sveglia
- Tripla visualizzazione (Sist/Diast/Puls)
- Indicatore data/ora
- Indicatore battito cardiaco irregolare (Aritmia-IHB)
- Media delle misurazioni

- Dimensioni LCD (bxh) : L 134 mm x W 103 mm x H 60 mm
- Tipo bracciale : Morbido, non preformato
- Bracciale STD in dotazione : Universale 22-42 cm

MARCA E MODELLO:

Medel - Codice 95142

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

