



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO iHEALTH CLEAR SMART

Codice di riferimento: 23490

Marca: GIMA

Prezzo: 107.36€

CARATTERISTICHE:

MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO iHEALTH CLEAR SMART

- pressione sanguigna clinicamente validata (ESH)
 - bracciale universale (22-42 cm)
 - ampio schermo LCD HD con risultati mostrati in maniera chiara
 - memorizzazione fino a 2x1.000 misurazioni offline
 - registra automaticamente tutte le misurazioni nell'account della app MyVitals (Wi-fi)
 - funziona con termometro ambiente
- APP iHEALTH MYVITALS (scaricabile gratuitamente su AppleStore o Android)
 - traccia i dati, i grafici e lo storico sulla app iHealth MyVitals
 - app multi-paziente (suddivide automaticamente le misurazioni per paziente)
 - memorizzazione dati gratuita e sicura
 - condivide i risultati con il coach e con gli amici o i professionisti della salute
 - APP iHEALTH PROFESSIONAL (scaricabile gratuitamente su AppleStore o Android) L'applicazione iPad per gli operatori sanitari che consente di monitorare i dati del paziente. L'utilizzo di iHealth Pro permette di:
 - verifi care i segni vitali dei pazienti attraverso la connessione con i prodotti iHealth
 - creare dei "fi le pazienti" e sincronizzare i loro dati di salute nella App iHealth Pro
 - integrare i dati automisurati dai pazienti dalla loro app MyVitals all'applicazione iHealth Pro
 - seguire e salvare i dati dei pazienti attraverso grafi ci chiari e uno storico
 - generare report in formato PDF per la stampa e condividerli con i colleghi

iHealth ha sviluppato una linea di prodotti innovativi, per la gestione della salute personale su smartphone o tablet. I prodotti wireless iHealth con connessione bluetooth per iPad, iPhone, iPod e Android consentono di misurare facilmente, memorizzare e condividere immediatamente i risultati con la famiglia o il medico. La potente applicazione iHealth MyVitals permette di gestire tutti i dati relativi alla propria salute con grafici, statistiche e tendenze. Questa applicazione, unica nel suo genere, traccia la relazione tra vari parametri come la pressione sanguigna, il peso, l'apporto calorico e l'attività fisica. Applicazione compatibile con le piattaforme Apple e Android. Comprende un servizio gratuito iHealth Cloud. Tutti i prodotti hanno una garanzia di 2 anni. Per progetti di telemedicina sono disponibili gratuitamente API e SDK.

Grazie alla convenzione stipulata con il gruppo assicurativo RBM salute, con ogni prodotto iHealth viene omaggiata al consumatore una polizza sanitaria della durata di 3 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Connessione: Wifi IEEE802.b/g/n
- Dimensioni: 119 x 118 x 51 mm
- Circonferenza bracciale: 22-42 cm
- Peso: 350 g (senza bracciale)
- Metodo di misurazione: oscillometrico, con inflazione e deflazione automatica
- Batteria: 1 x 3.7 V Li-ion 2200 mAh
- Durata batteria: 180 misurazioni con piena carica
- Campo:
 - Sis: 60-260 mmHg
 - Dia: 40-199 mmHg
- Polso: 40-180 bpm/min

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 23490

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

