



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Misuratore Di Pressione Gemini Bluetooth

Codice di riferimento: 32908

Marca: GIMA

Prezzo: 82.96€

CARATTERISTICHE:

SFIGMOMANOMETRO GEMINI BLUETOOTH

Sfigmomanometro elettronico con misurazione completamente automatica della pressione.

- ampio display a LED blu retroilluminato 12,8x5 cm
- 60x2 gruppi di memoria
- media degli ultimi 3 valori misurati
- funzione IHB (rilevazione irregolarità del battito)
- scala WHO (indicatore classificazione pressione sanguigna)
- connessione Bluetooth 4.0, APP gratuita (iOS e Android) per gestione e monitoraggio misurazione pressione sanguigna

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tecnologia MWI (misurazione durante il gonfiaggio)
- Campo di misurazione:
 - Pressione 0-300 mmHg \pm 3 mmHg
 - Pulsazioni 40-199 battiti/min \pm 5% di lettura
- Alimentazione:
 - Batterie 4 x AAA (non incluse)
 - Alimentatore DC 6V opzionale
- Dimensioni: 182 x 100 x 39 mm
- Bracciale: 22-32 cm

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 32908

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

